

FastGene™ 核酸精製キット ディスカウントキャンペーン

キャンペーン期間：2024年12月1日～2025年3月31日まで

ファストジーン プラスミド ミニ

FastGene™ Plasmid Mini Kit

シーケンスグレードのプラスミドDNA精製

対象サンプル

大腸菌
(15 kb以下の
プラスミド)

1 prep あたり **75円～**



FG-90402 ¥13,800

100 preps **¥11,040**

FG-90502 ¥28,000

300 preps **¥22,400**

ファストジーン エクストラクション

FastGene™ Gel/PCR Extraction Kit

アガロースゲルからのDNA抽出／PCR産物の精製

対象サンプル

・ゲル切片
～300 mg
・PCR反応液
～100 μL

1 prep あたり **75円～**



FG-91202 ¥13,800

100 preps **¥11,040**

FG-91302 ¥28,000

300 preps **¥22,400**

ファストジーン

プラスミド

ミニ

FastGene™ Plasmid Mini Kit

特長

- 新バッファーシステム採用で、より安定した収量が得られます。
- 遠心/吸引どちらも使用可能
- より早く精製したい場合には、Fastプロトコルが使用可能

LB培地スティック添付中! (2025年3月末まで)

精製方法	シリカメンブレン法 (遠心)
処理容量	培養液 1 ~ 5 mL (ローコピーでは 5 ~ 10 mL)
結合容量	40 µg
溶出量	50 µL
プラスミドサイズ	15 kb 以下
操作時間	26分 (ローコピーでは36分)

Cat.No.	入数	キャンペーン価格(税別)	
FG-90402	100 preps	¥13,800 →	¥11,040 @¥110
FG-90502	300 preps	¥28,000 →	¥22,400 @¥75

★★★★★

いつも安定的にPurityも良く回収できています

価格も非常に良心的で、気兼ねなく使用できます。
またプロトコルも丁寧でわかりやすいです。

米沢栄養大学 栄養学科 よねよね様

★★★★★

ゲルバンドカッターとあわせて使用することで、
作業が非常に楽になりましたシーケンサーがないため外注でシーケンスを行わなくてはならないの
ですが、サンプルの無駄がかなり減りまして、コストの削減にもつな
がっております。クローニングなどを行うときにも品質は問題なく、どの
実験系にも問題なく使用できるかと思います。満足しております。

ホクト株式会社 きのご総合研究所 原田慎嗣様

製品の
詳細は
こちら

ファストジーン

エクストラクション

FastGene™ Gel/PCR Extraction Kit

特長

- 遠心/吸引どちらも使用可能
- PCR産物の精製、アガロースからのDNA抽出の両方に使用可能
- 切り出しに便利なゲルバンドカッターが、5個付属しております。

核酸染色試薬ミドリグリーンとアガロースが一つになった
アガロースタブレット添付中! (2025年3月末まで)

精製方法	シリカメンブレン法 (遠心)
結合容量	10 µg
DNA有効分離領域	50 bp~約10 kbp
溶出量	20~50 µL
操作時間	20分 (ゲル切片の切り出し/溶解時間は含 みません)

Cat.No.	入数	キャンペーン価格(税別)	
FG-91202	100 preps	¥13,800 →	¥11,040 @¥110
FG-91302	300 preps	¥28,000 →	¥22,400 @¥75

★★★★★

非常に簡単で、これで精製できるの?というくらいですが、
ちゃんと精製できています。

大阪公立大学工学部 あれあれくん様

★★★★★

アガロースゲルからバンドを回収して、精製してみましたが、
回収率がとても良かったです回収率は他社のキットと同等かそれ以上ありました。リンスが1回な
のは他のキットよりも1回少ないので簡便でした。

島根大学 生物資源科学部 秋廣高志様

製品の
詳細は
こちら

日本ジェネティクス株式会社

〒112-0004 東京都文京区後楽1-4-14 後楽森ビル18階

☎ 03 (3813) 0961 <https://n-genetics.com>☎ 03 (3813) 0962 ✉ info@genetics-n.co.jp